


Cesta de extracción compatible con litotricia **Fusion**[®]

Para la extracción endoscópica de cálculos y cuerpos extraños biliares.

El dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI de la guía (mm)
FS-LXB-2X4	Cesta multifilamento de 2 cm de diámetro y 4 cm de longitud Vaina de 10 Fr y 208 cm con mango ergonómico	0.89
FS-LXB-3X6	Cesta multifilamento de 3 cm de diámetro y 6 cm de longitud Vaina de 10 Fr y 208 cm con mango ergonómico	0.89

Canal de accesorios mínimo 4,2 mm. Compatible con el cable Conquest TTC y con el mango litotriptor Soehendra

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)