

# Balón de dilatación biliar

## Quantum TTC®

Para la dilatación de estenosis del esfínter de Oddi y del árbol biliar.

El dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Número de Orden	Descripción	Diámetro de la guía*	Color Connection
QBD-4X3	Diámetro del balón hinchado: 4 mm y 12 Fr Punta cónica de 6,8 Fr a 4,5 Fr	0,89 mm	Púrpura
QBD-6X3	Diámetro del balón hinchado: 6 mm y 18 Fr Punta cónica de 6,8 Fr a 4,5 Fr	0,89 mm	Púrpura
QBD-4X3	Diámetro del balón hinchado: 8 mm y 24 Fr Punta cónica de 6,8 Fr a 4,5 Fr	0,89 mm	Púrpura
QBD-4X3	Diámetro del balón hinchado: 10 mm y 30 Fr Punta cónica de 6,8 Fr a 4,5 Fr	0,89 mm	Púrpura

## ENDOSCOPIA

### Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588



**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)