

Introdutores

Performer™

Los introductores están diseñados para actuar como vainas guía o vainas introductoras, y pueden encargarse con una válvula Tuohy-Borst o con una válvula Check-Flo®. Algunos introductores se comercializan con una banda y una punta radiopacas incorporadas dentro del material de la vaina para identificar la ubicación de la punta distal de la vaina. Algunos introductores también se comercializan con el revestimiento hidrofílico AQ®, que ofrece una superficie lubricada que facilita la introducción.

Los introductores están indicados para la introducción de balones, catéteres de extremo distal ciego, catéteres de extremo distal no cónico u otros dispositivos diagnósticos e intervencionistas.



Solamente Introdutor

Número de Orden	Fr.	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Vaina Compatible Diam. (pulg)
VCFW-3.0-21-5	3	1	5	.021
RCFW-4.0-35	4	1.3	13	.035
RCFW-4.5-35	4.5	1.5	13	.035
RCFW-5.0-35	5	1.7	13	.035
RCFW-5.0-38	5	1.7	13	.038
RCFW-5.0-35-25	5	1.7	25	.035
RCFW-5.5-38	5.5	1.8	13	.038
RCFW-6.0-35	6	2	13	.035
RCFW-6.0-38-25	6	2	25	.038
RCFW-6.0-38	6	2	13	.038
RCFW-7.0-38	7	2.3	13	.038
RCFW-7.5-35	7.5	2.5	13	.035
RCFW-8.0-35	8	2.6	13	.035
RCFW-8.0-38	8	2.6	13	.038
RCFW-9.0-38	9	3	13	.038
RCFW-10.0-38	10	3.3	13	.038
RCFW-12.0-38	12	4	13	.038
Banda Radiopaca				
RCFW-5.0-35-5.5-RB	5	1.7	5.5	.035
RCFW-5.0-35-RB	5	1.7	13	.035
RCFW-5.0-38-30-RB	5	1.7	30	.038
RCFW-6.0-35-5.5-RB	6	2	5.5	.035
RCFW-6.0-35-RB	6	2	13	.035
RCFW-6.0-38-30-RB	6	2	30	.038
RCFW-7.0-35-5.5-RB	7	2.3	5.5	.035
RCFW-7.0-35-RB	7	2.3	13	.035
RCFW-7.0-38-30-RB	7	2.3	30	.038
RCFW-8.0-35-RB	8	2.6	13	.035
RCFW-8.0-38-30-RB	8	2.6	30	.038
RCFW-9.0-38-30-RB	9	3	30	.038
RCFW-10.0-38-RB	10	3.3	13	.038
RCFW-10.0-38-30-RB	10	3.3	30	.038
RCFW-11.0-38-70-RB	11	3.6	70	.038

Equipo introductorio con alambre guía

Número de Orden	Fr.	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Vaina Compatible Diam. (pulg)
RCF-4.0-21-7-J	4	1.3	7	.021
RCF-9.0-38-J	9	3	13	.038
RCF-10.0-38-J	10	3.3	13	.038
RCF-11.0-38-J	11	3.6	13	.038
RCF-12.0-38-J	12	4	13	.038
RCF-14.0-38-J	14	4.6	13	.038

Equipo introductorio con diseño Mullins

Número de Orden	Fr.	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Vaina Compatible Diam. (pulg)
RCFW-6.0-32-48-RB-MTS	6	2	48	.021

Equipo introductorio con diseño Mullins



Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Ventas
Intervencionismo Periférico y Radiología
email: diego.amigo@endomedica.com
móvil: 2272-6534

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)



Apoyando a la comunidad médica desde 1986

